




Shamir InoTime® FULLFIT



Croix de centrage

Gouachage : Bleu
Gravures : Rouge

Vision de loin



Prisme d'allègement

Vision de près


Hauteur minimale de montage : 1.1mm

Materiaux	Marque invisible xx
Polycarbonate 1.59	PC
Polycarbonate 1.59 Transitions®	PT
Polycarbonate 1.59 Polarized	PPZ
Alite 1.6	16
Alite 1.6 Transitions®	T16
Alite 1.67	67
Alite 1.67 Transitions®	T67
Alite 1.67 Polarized	PZ67

Shamir InoTime® FULLFIT



Hauteur minimale de montage: 11mm



Verre systématiquement précalibré et décentré autant que nécessaire. La limite en diamètre est fonction du semi fini pour chaque matériau. Se référer à l'information «calibre max» sur le catalogue.