




## Shamir KEYLENS® FULLFIT



Croix de centrage

Vision de loin

Prisme d'allègement



Vision de près

Hauteur minimale de montage : 1.1mm

Gouachage : Bleu  
Gravures : Rouge

Matériaux	Marque invisible xx
Alite 1.5	15
Alite 1.5 Transitions®	TR
Alite 1.5 Blue Zero	BZ
Polycarbonate 1.59	PC
Polycarbonate 1.59 Transitions®	PT
Polycarbonate 1.59 Polarized	PPZ
Alite 1.6	16
Alite 1.6 Transitions®	T16
Alite 1.6 Blue Zero	BZ6
Alite 1.67	67
Alite 1.67 Transitions®	T67
Alite 1.67 Blue Zero	BZ67

## Shamir KEYLENS® FULLFIT



Hauteur minimale de montage: 11mm

Verre systématiquement précalibré et décentré autant que nécessaire. La limite en diamètre est fonction du semi fini pour chaque matériau. Se référer à l'information «calibre max» sur le catalogue.