




# Shamir InoTime® PRO



Gouachage : Bleu  
Gravures : Rouge

Hauteur minimale de montage : 15mm, 18mm



## Shamir InoTime® Pro

Hauteur mont.	A	B	C (gravure)
15mm	2	9	iP5
18mm	2.5	12	iP8


Materiaux	D Marque invisible
Polycarbonate 1.59	PC
Polycarbonate 1.59 Transitions®	PT
Polycarbonate 1.59 Polarized	PPZ
Alite 1.6	16
Alite 1.6 Transitions®	T6
Alite 1.67	67
Alite 1.67 Transitions®	T67
Alite 1.67 Polarized	PZ67



# Shamir Inotime<sup>®</sup> PRO



Hauteur minimale de montage 15mm, 18mm



En version précalibré, le verre est décentré autant que nécessaire. La limite en diamètre est fonction du semi fini pour chaque matériau. Se référer à l'information «calibre max» sur le catalogue.